

# NOZIONI GENERALI PER L'USO IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO ODONTOIATRICO

a cura

CAPO SALA





## NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE

### Radiologia endorale

Alle seguenti norme devono attenersi tutti coloro che per motivi di lavoro sono presenti nelle sale odontoiatriche durante le indagini radiologiche:

1. Accertarsi del corretto funzionamento dell'apparecchiatura e dei sistemi di controllo prima dell'inizio del turno lavorativo.
2. Interrogare le pazienti in età fertile sull'eventuale stato di gravidanza; in caso affermativo comunicare, prima di effettuare la radiografia, lo stato di gravidanza al medico specialista che provvederà agli adempimenti del caso.
3. L'eventuale compito di aiutare o sostenere il paziente durante l'esame non deve essere affidato a persona abitualmente esposta a radiazioni, salvo in casi in cui non sia possibile in alcun modo agire diversamente; colui che assiste non deve essere esposto al fascio diretto e comunque deve essere protetto il più possibile dalla radiazione dispersa mediante grembiuli, collare e guanti anti-X.
4. Evitare di dover ripetere i radiogrammi, per disattenzione o per negligenze nella valutazione dei dati da impiegare.
5. E' bene porsi alla massima distanza dalle sorgenti radiogene, compatibilmente con i compiti da svolgere.
6. Posizionare il paziente in modo che il fascio radiante non incida inutilmente sulle gonadi e gli organi ematopoietici che comunque, compatibilmente con l'esame radiologico da svolgere, vanno protetti con appositi schermi accessori.
7. Tutto il personale si porterà in zona di rispetto (posizione di scatto ) durante i pochi decimi di secondi di esposizione.
8. Non assumere iniziative che potrebbero comportare un indebito assorbimento di radiazioni da parte di pazienti o altro personale.
9. Non alterare o manomettere in alcun modo l'apparecchio radiologico, i segnali di radioprotezione o qualsiasi altro mezzo di protezione posto in atto.
10. Per ogni necessità di controllo, sospetto pericolo o variazioni del normale funzionamento dell'apparecchio radiologico, avvisare tempestivamente il Servizio di Fisica Sanitaria.

Per Delega del

Direttore Generale  
L'Esperto Qualificato  
Struttura Complessa Fisica Sanitaria

Il Direttore













